

**alber**

Einfach mobil.

# scalacombi<sup>®</sup> eco

Treppensteighilfe  
mit integriertem Sitz



**Damit Treppensteigen  
einfach wird.**



Haben Sie Fragen oder möchten Sie eine unverbindliche und kostenlose Vorführung? Rufen Sie uns an unter:

**0800/9096999** (gebührenfrei)

## Spielend jede Hürde nehmen.

Treppen – sie sind in fast jedem Gebäude und stellen für Personen mit Gehbehinderung eine fast unüberwindbare Barriere dar. scalacombi eco, der mobile Treppensteiger, ist hier die ideale Lösung die schnell und einfach, ganz ohne Einbau, zum Einsatz kommt – überall da, wo Treppen ein Hindernis sind.

Das scalacombi eco ist mit einem starken Elektromotor und einem neuartigen Steigmechanismus ausgestattet, der es erlaubt selbst engere Wendeltreppen spielend zu überwinden. Zwei Sicherheitsbremsen sorgen dafür, dass das scalacombi eco zuverlässig an jeder Stufenkante sicher zum Stehen kommt. Der Treppenbelag wird dabei dank 3-fach Treppenschutz optimal geschont. Der TÜV hat die Sicherheit des scalacombi eco durch unabhängige Tests bestätigt.

## Bedienung einfach, unkompliziert und sicher.

Die Bedienung durch eine Begleitperson ist denkbar einfach: Nach dem Einschalten ist das scalacombi eco sofort einsatzbereit. Die Griffe lassen sich in der Höhe verstellen, die Bedienelemente sind nach ergonomischen Gesichtspunkten geformt und erlauben eine angenehme und vor allem sichere Bedienung beim Befahren der Treppe.



scalacombi eco mit integriertem Sitz



**SCHONT DIE TREPPE  
DANK 3-FACH  
TREPPENSCHUTZ**

## Nehmen Sie Platz.

Das patentierte Komfortgetriebe mit Soft-Step Funktion sorgt dafür, dass das scalacombi eco beim Treppensteigen sanft auf der nächsten Stufe aufsetzt. Der gepolsterte Sitz und die Rückenlehne gewährleisten eine bequeme Sitzposition. Zum Ein- und Ausstieg sind die Armlehnen seitlich abschwenkbar. Mit dem scalacombi eco ist es auch möglich, Personen über kürzere Distanzen im Innenbereich zu schieben, ganz einfach ohne lästiges Umsitzen.

## Wenn Sie hoch hinaus wollen.

Der eingebaute Akku des scalacombi eco reicht für rund 200 Stufen\*. Die integrierte Batterieanzeige informiert jederzeit über den Ladezustand des Akkus. Mit dem mitgelieferten Ladegerät lässt sich das scalacombi eco innerhalb weniger Stunden wieder aufladen.

\* bei 75 kg Personengewicht



Ergonomisch geformter Griff mit leicht zugänglichem Fahrswitcher.



Übersichtlich angeordnet: Bedienelemente und Batterieanzeige.



Die Höhe der Griffe lässt sich in drei Stufen auf die Größe der Bedienperson anpassen.

# Ihre Fragen – unsere Antworten:

► **Kann das scalacombi eco in einem Fahrzeug transportiert werden?**

*In Sekundenschnelle kann das scalacombi eco ohne Werkzeug in wenige handliche Teile zerlegt werden und passt so in jeden Kofferraum.*

► **Für welche Art von Treppen eignet sich das scalacombi eco?**

*Mit dem scalacombi eco können so gut wie alle trittsicheren Treppen im Innen- und Außenbereich befahren werden. Dank integriertem 3-fach Treppenschutz kann das scalacombi eco auf Treppen jeden Materials eingesetzt werden und hinterlässt keine Spuren.*

► **Welche Mindestmaße darf eine Treppe haben?**

*Um eine Treppe mit dem scalacombi eco sicher befahren zu können, sollten die Stufen nicht höher als 20 cm sein und eine Trittiefe von mindestens 14 cm aufweisen.*

► **Welcher Kraftaufwand ist zum Bedienen notwendig?**

*Der Kraftaufwand zum Bedienen des scalacombi eco ist minimal, da ein durchzugsstarker Elektromotor die Steigarbeit verrichtet. Das Gerät muss lediglich geführt werden.*

► **Wie weit komme ich mit einer Batterieladung?**

*Der eingebaute Akku reicht bei einer Zuladung von 75 kg für rund 200 Stufen.*

► **Wie schwer darf eine Person sein, die mit dem scalacombi eco transportiert wird?**

*Das maximale Personengewicht beträgt 120 kg oder 160 kg Gesamtgewicht inklusive Gerät.*

► **Gewicht scalacombi eco**

Gesamtgewicht	31 kg
Antrieb	20 kg
Griff mit Rückenlehne	5 kg
Sitz mit Armlehnen und Fußstütze	6 kg

► **Optional erhältliches Zubehör?**

*Kopfstütze, Beckengurt*



Haben Sie Fragen oder möchten Sie eine unverbindliche und kostenlose Vorführung? Rufen Sie uns an unter:

**0800/9096999** (gebührenfrei)



Ulrich Alber GmbH  
Vor dem Weißen Stein 21  
72461 Albstadt  
Telefon 07432 2006-0  
Telefax 07432 2006-299  
info@alber.de  
www.alber.de

**25**  
25 Jahre  
Ulrich Alber  
GmbH



scalacombi eco ist ein von den Kostenträgern anerkanntes Hilfsmittel und unter der Positionsnummer 18.65.01.1031 im Hilfsmittelverzeichnis der gesetzlichen Krankenkassen gelistet.

Unser Qualitätsanspruch: Ihre Sicherheit!  
Zertifiziert nach aktuellsten Standards: ISO 9001:2000 und ISO 13485 für Medizinprodukte.

Schön wenn man sich keine Sorgen machen muss, Unser einzigartiger 48-Stunden Mobilitätsservice sorgt dafür, dass Sie bei einem Funktionsausfall innerhalb kürzester Zeit wieder mobil sind.

[www.alber.de](http://www.alber.de)