

**alber**

Einfach mobil.

# viamobil<sup>®</sup> eco

Schiebe- und Bremshilfe

**NEU**  
In zwei Be-  
dienvarianten  
erhältlich



**Damit Schieben einfach wird.**



Haben Sie Fragen oder möchten Sie eine unverbindliche und kostenlose Vorführung?

Rufen Sie uns an unter:

**0800/9096999** (gebührenfrei)

## Die neue Leichtigkeit des Schiebens.

- ▶ **So leicht kann Schieben und Bremsen sein.** Ob bergauf oder bergab, ob an steilen Rampen, Auffahrten oder bei längeren Wegstrecken: viamobil eco, die elektrische Schiebe- und Bremshilfe für Rollstühle, bietet Begleitpersonen beim Schieben des Rollstuhls bedarfsgerechte Unterstützung.
- ▶ **Auch bergab ein sicherer Begleiter.** Bei Fahrten mit Gefälle bietet die automatische Bremsfunktion ein großes Plus an Sicherheit. Die intelligente Federung sorgt für Komfort und ein ruhiges Fahrgefühl. Sie gleicht Unebenheiten der Fahrbahn automatisch aus und sorgt so für sichere Bodenhaftung.

Diese Vorteile entlasten nicht nur die Begleitperson, sondern ermöglichen mehr Selbstbestimmung und leisten einen wertvollen Beitrag zur Teilnahme am gesellschaftlichen Leben.



viamobil eco: mit pannensicherer Bereifung, Akku-Pack, Ladegerät und ergonomisch geformtem Bediengerät (alles im Lieferumfang enthalten).

## Einfach einfach – das ist viamobil eco.

So leicht kann Rollstuhlschieben sein – das bestätigt auch der TÜV. Unter der Federführung des TÜV wurde mit Anwendern die Bedienerfreundlichkeit des viamobil eco erfolgreich in der Praxis getestet: Es wurde mit dem Prädikat „Einfach zu bedienen“ ausgezeichnet.



## NEU: In zwei Bedienvarianten erhältlich



### ErgoDrive.

ErgoDrive steht für leichtes, bequemes Bedienen: Die ergonomische Lenkersteuerung ermöglicht das Schieben ohne Kraftaufwand. Zum Vorwärts- oder Rückwärtsfahren wird der Lenker mit leichtem Druck nach unten oder oben bewegt – dadurch ist die Bedienung spielend einfach und bequem.



### Daumenbedienung.

Zum Vorwärtsfahren wird einfach der Fahrhebel am ergonomisch geformten Bediengerät mit dem Daumen leicht nach unten bewegt. So können auch längere Spaziergänge ermüdungsfrei absolviert werden. Zum Rückwärtsfahren wird der Fahrhebel nach oben gezogen.

### Die Vorteile bei beiden Bedienversionen.

- ▶ Alle Funktionen werden jeweils mit einem handlichen, griffigen Drehknopf gesteuert, der mit einer Hand zu bedienen ist – für optimalen Bedienkomfort von Anfang an.
- ▶ Intelligente pneumatische Federung zum Ausgleich von Unebenheiten.
- ▶ Fußpedal zum bequemen Senken und Heben der Antriebsräder, zum Beispiel zum Rangieren im Innenbereich ohne Unterstützung durch das Viamobil.





► **Technische Daten**

Zuladung	120 kg (Personengewicht)
Geschwindigkeit	stufenlos regelbar von 1-5,5 km/h
Reichweite	12 km *
Steigfähigkeit	10 %
Gewicht	Akku-Pack 6,0 kg
	Antrieb 10,5 kg
	Griffeinheit 2,0 kg
	Gesamtgewicht 18,5 kg

\*in Abhängigkeit von der Zuladung, dem Geländeprofil und der Umgebungstemperatur nach ISO 7176-4

**Gewichtsangaben V14**

max. Personengewicht:	120 kg
max. Gesamtgewicht:	170 kg
<small>(inkl. viamobil eco, Rollstuhl, Rollstuhlfahrer)</small>	



**Haben Sie Fragen oder möchten Sie eine unverbindliche und kostenlose Vorführung?**

**Rufen Sie uns an unter:**

**0800 9096999** (gebührenfrei)

## Ideal zu transportieren.

In Sekundenschnelle lässt sich viamobil eco ohne Werkzeug in drei handliche Teile zerlegen und passt so in jeden Kofferraum.

## Passt an Ihren Rollstuhl.

viamobil eco ist mit vielen Standard-Rollstühlen kombinierbar und dank der durchdachten Ankoppel-Vorrichtung mühelos ohne Werkzeug an den Rollstuhl anzubringen.



**25**  
25 Jahre  
Ulrich Alber  
GmbH

**Ulrich Alber GmbH**  
Vor dem Weißen Stein 21  
72461 Albstadt  
Telefon 07432 2006-0  
Telefax 07432 2006-299  
info@alber.de  
www.alber.de



viamobil eco ist ein von den Kostenträgern anerkanntes Hilfsmittel und unter der Positionsnummer 18.99.04.1012 im Hilfsmittelverzeichnis der gesetzlichen Krankenkassen gelistet. viamobil eco entspricht der EG-Richtlinie 93/42/EWG für Medizinprodukte.

Schön, wenn man sich keine Sorgen machen muss. Unser einzigartiger 48-Stunden Mobilitätsservice sorgt dafür, dass Sie bei einem Funktionsausfall innerhalb kürzester Zeit wieder mobil sind.

Unser Qualitätsanspruch: Ihre Sicherheit!  
Zertifiziert nach aktuellsten Standards: ISO 9001:2008 und ISO 13485:2003 für Medizinprodukte.

[www.alber.de](http://www.alber.de)