

Zertifikat

Hiermit bestätigen wir, daß die in unserem Produkt

e-motion (M10, M12)

eingesetzten Nickel-Metall-Hydrid-Batterien nach IATA (International Air Transportation Association) klassifiziert sind als

UN Nr. 2800 „Batterien, gel, auslaufsicher, Elektro-Speicher“

Sie sind nach IATA A67 nicht den Gefahrgutvorschriften unterworfen, da bei einer Temperatur von 55°C aus einem zerbrochenen Gehäuse weder Elektrolyt ausläuft, noch Flüssigkeit freigesetzt wird.

Die Batterien müssen beim Transport durch die mitgelieferten Abdeckungen gegen Kurzschluß gesichert werden!

Die Batterien sind ebenso als Trockenbatterien klassifiziert entsprechend DOT (U.S. Department of Transportation).

Entsprechend der speziellen Verordnung 238.2 sind die Batterien nicht Gefahrgut im Sinne der IMDG Verordnung (*International Maritime Code for Dangerous Goods*).

Albstadt, 02.01.2007

Ulrich Alber GmbH

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Ralf Ledda", written over a faint circular stamp or watermark.

Ralf Ledda
Geschäftsleitung