

Zertifikat

Hiermit bestätigen wir, daß die in unseren Produkten

e-fix (E12, E15, E19, E20, E25, E26)
viamobil (V10, V15)
viamobil eco (V14)
scalamobil (S10, S20, S24, S25, S27, S28, S30, S31)
Adventure (A10)
Quix (Q10)

eingesetzten Bleigel-Batterien nach IATA (International Air Transportation Association) klassifiziert sind als

UN Nr. 2800 „Batterien, Gel, auslaufsicher, Elektro-Speicher“

Sie sind nach IATA A67 nicht den Gefahrgutvorschriften unterworfen, da bei einer Temperatur von 55°C aus einem zerbrochenen Gehäuse weder Elektrolyt ausläuft, noch Flüssigkeit freigesetzt wird. Die Pole sind gegen Kurzschluß gesichert.

Die Batterien sind ebenso als auslaufsicher klassifiziert entsprechend DOT (U.S. Department of Transportation) durch bestandene Vibrations- und Differenzdruckprüfung nach 49 CFR 173.159(d).

Entsprechend der speziellen Verordnung 238.2 sind die Batterien nicht Gefahrgut im Sinne der IMDG Verordnung (*International Maritime Code for Dangerous Goods*).

Albstadt, 15.10.2007

Ulrich Alber GmbH



Ralf Ledda
Geschäftsleitung