



## Alber® e-motion® DuoDrive €



150 kg



1 wiel: 7.8 kg



25 km hand-  
bed., 15 km  
Cruise Mode



max. 6 - 8.5 km/u



Crashtest  
ISO 7176-19

Dealer:

Technisch adviseur:

E-mail:

Telefoonnummer:

Plaats:

Referentie:

Datum:

◆ Standaardconfiguratie □ Optie **GM** Optie zonder meerprijs **POA** Prijs op aanvraag

Code	Omschrijving	€
<b>BASISMODEL</b>		
1594430	◆ Alber e-motion DuoDrive 24" wielen (aan/uit, Cruise Mode, schakelen tussen 2 ondersteuningsniveaus, accu-indicatie op bedieningsunit) bestaande uit: - twee aandrijfwielen met motoren - DuoDrive bedieningsunit - Quick release assen - Schwalbe Marathon Plus Evolution banden - RVS hoepels - Maximale snelheid 6 km/u - Acculader	6625,00           465,00
	- Set van 2 stuks Lithium Ion accu's	836,00
1592523	◆ 3 jaar garantie op Lithium Ion accu's	
1510457	◆ Alber bevestigingsset (bracket)	310,00
	Totaalprijs	8236,00
	<b>Om de e-motion wielen te bevestigen aan de rolstoel, is een bevestigingsbracket nodig. Deze is afhankelijk van de configuratie van de rolstoel. Daarom ALTIJD onderstaande invullen. Bedankt!</b>	
	Merk rolstoel:	
	Model rolstoel:	
	Camberstand:	
	Bevestiging bedieningsunit, maat voorframe: 22mm 23mm 25mm 30mm ovaal 33x27mm ovaal 35x25mm	



Bevestiging bedieningsunit



Bedieningsunit



Lader



Curve L hoepel



Quadro hoepel

**OVERIGE UITVOERINGEN (ook hiervoor: rolstoelinformatie vermelden zoals hierboven gevraagd)  
(let op: bij onderstaande moet ook de prijs van de Alber bevestigingsset nog opgeteld worden)**

**24" uitvoering e-motion DuoDrive**

Banden/Hoepel	RVS (standaard)	RVS gecoat Tetra (meerprijs: € 175,00)	Curve L (meerprijs € 400,00)	Quadro (meerprijs € 480,00)
Schwalbe Marathon Plus Evolution (standaard)	1594430: € 7926,00	1594431: € 8101,00	1594442: € 8326,00	1594435: € 8406,00
Schwalbe Rightrun	1594428: € 7926,00	1594429: € 8101,00	1594441: € 8326,00	1594434: € 8406,00
Lekvrije band 1.3/8" met PU-binnenband	1594432: € 8046,00	1594433: € 8221,00	1594445: € 8446,00	1594444: € 8526,00
Lekvrije band 1" Rolko Prospeed massief PU	1594438: € 8046,00	1594439: € 8221,00	1594443: € 8446,00	1594440: € 8526,00

**22" uitvoering e-motion DuoDrive**

Banden/Hoepel	RVS (standaard)	RVS gecoat Tetra (meerprijs: € 175,00)		
Schwalbe Rightrun	1594446: € 7926,00	1594447: € 8101,00		
Lekvrije band 1.3/8" met PU-binnenband	1594448: € 8046,00	1594449: € 8221,00		

**25" uitvoering e-motion DuoDrive**

Banden/Hoepel	RVS (standaard)	Curve L (meerprijs € 400,00)		
Schwalbe Marathon Plus Evolution (breedte 1", diameter 615 mm)	1594437: € 8079,00	1594451: € 8479,00		
Schwalbe Rightrun (breedte 1,1", diameter 625 mm)	1594436: € 8079,00	1594450: € 8479,00		

VEILIGHEID		
	<b>!</b> e-motion DuoDrive moet altijd gecombineerd worden met een anti-tip. Verplicht keuze te maken uit de volgende mogelijkheden	
1593206	Alber anti-tip systeem zwart met kantelarmen en steunwielen, tevens steun bij (de)monteren van wielen	420,00
	Rolstoel heeft al een dubbele anti-tip	
	Dealer monteert dubbele anti-tip	
HOEPELOVERTREKKEN (+600 gram per paar)		
1592425	Hoepelovertrek 22" (per stuk)	87,00
1592421	Hoepelovertrek 24" (per stuk)	87,00
1592426	Hoepelovertrek 25" (per stuk)	87,00
SPAAKBESCHERMERS		
1592266	Spaakbeschermers 22", bedrukking „Comic“ (paar)	173,00
1592268	Spaakbeschermers 24", bedrukking „Sphere“ (paar)	173,00
1592553	Spaakbeschermers 24", onbedrukt (paar)	173,00
1592269	Spaakbeschermers 25", bedrukking „Sphere“ (paar)	173,00
ECS BEDIENING EN TOEBEHOREN		
1592486	ECS afstandsbediening (voor activeren terugrolvertraging, kan ook via Mobility App, let op: niet tegelijkertijd te gebruiken met DuoDrive bedieningsunit). Functie terugrolvertraging kan ook worden overgenomen door Cruise Mode DuoDrive bergop.	589,00
1592485	Cover voor ECS bediening (aangeraden voor gebruik in instellingen: ECS is dan puur voor het aan/uitzetten van de e-motion wielen)	56,00
1490821	Houder voor ECS bediening op rolstoel (excl. bevestigingsplaat)	258,00
1521255	Houder voor ECS bediening op Roxx (excl. bevestigingsplaat)	167,00
1592674	Houder voor ECS bediening op Ibis (excl. bevestigingsplaat)	164,00
1593388	Bevestigingsplaat t.b.v. houder voor ECS bediening (incl. smartphone magneethouder)	39,00
OVERIG TOEBEHOREN		
1592972	e-motion M25/DuoDrive ergonomie as	207,00
1565005	Ombouwset QR assen zijn benodigd bij het merendeel van de rolstoelen op de Nederlandse markt voor gebruik van de normale wielen op e-motion DuoDrive asbevestiging. Afhankelijk van rolstoeltype kan het artikelnummer variëren.	208,00
1593296	Smartphone magneethouder, los	14,00
1467780	Remverbreder set Opmerking: Niet bij alle rolstoelen nodig, wel o.a. bij de volgende modellen: Kuschall Compact (2.0), Etac Cross 5, Quickie Helix2, Rubix2 en Life & Mobility Roxx NO, Canto NXT. Afhankelijk van rolstoeltype kan het artikelnummer variëren.	34,00
1591362	Transport as	132,00
ACCU'S EN OPTIES		
1591781	Lithium Ion accu, (per stuk) als losse bestelling	418,00
MONTAGE & AFLEVEREN		
	Montage op locatie bij de dealer - door Invacare (netto prijs)	260,00
	Montage bij Invacare (netto prijs)	140,00
	Montage bevestiging bedieningsunit	140,00
1530107	Invacare afleverservice uit naam van dealer bij eindgebruiker (incl. instellen van rijparameters en uitleg gebruik) (netto prijs)	95,00
Als er een houder voor de ECS bediening is besteld, waar moet deze worden gemonteerd?		
	Rechts	
	Links	
ACCESSOIRES		
	e-motion M25/DuoDrive Mobility App	0,00
	Het Alber Mobility Plus pakket kan niet via Invacare aangeschaft worden. Dit moet direct online via de Google Playstore of de Apple App store.	
	Functies:	
	- handleiding	
	- veel gestelde vragen	
	- serviceinformatie	
Aanpassingen / Overige opmerkingen		
	Indien er andere speciale aanpassingen moeten worden gedaan, wilt u deze dan a.u.b. hierbij vermelden? / Overige opmerkingen	



Hoepelovertrek



Spaakbeschermer: Comic en Sphere



ECS bediening



ECS houder



Ergonomische steekas



Transport as

