



KOSTENLOSER  
DOWNLOAD

Google play



Einfach mobil.

*twion*<sup>®</sup>

Smartphone App von Alber

twion Mobility App: Helfer für unterwegs und Zusatz-Features zum twion

## DER SMARTE HELFER FÜR UNTERWEGS

Er unterstützt Sie mit wertvollen Tipps und Tricks für den Alltag mit Ihrem Alber Produkt. Im Pannenfall identifizieren Sie mit Hilfe der App die Fehlerursache und beheben sie in vielen Fällen selbst. Sollte dies einmal nicht möglich sein, nehmen Sie direkt aus der App Kontakt auf mit dem Alber Service Center oder Ihrem Fachhändler vor Ort. So bekommen Sie immer schnelle Hilfe, direkt auf Ihrem Smartphone – egal wo Sie gerade sind.

### Funktionen

- Quickstart, Kurzbedienungsanleitung
- Fachhändlersuche weltweit
- Fehlerdiagnose mit Lösungsmanagement
- Direkten Kontakt aufnehmen mit Fachhändler oder Alber Service Center
- Praktische Tipps rund um den twion



KOSTENLOSER  
DOWNLOAD



## MOBILITY PLUS PAKET

Mit dem Mobility Plus Paket können Sie noch mehr Features in der twion Mobility App freischalten und über das Smartphone mit den twion Rädern kommunizieren!

Voraussetzung ist ein Smartphone mit Android Betriebssystem und Internetfähigkeit.

Das Mobility Plus Paket enthält einen Außenring im exklusiven Design, Booklet mit Bedienhinweisen und einen Lizenzcode zum Freischalten der Zusatz-Features.

Preis: 390 Euro inkl. MwSt.



# DIE FUNKTIONEN DES MOBILITY PLUS PAKETS IM ÜBERBLICK



## Fahrinformationen

- Ablesen von Fahrparametern wie Batteriezustand, Durchschnittsgeschwindigkeit, maximale Geschwindigkeit, aktuelle Geschwindigkeit, Höhenmeter, gefahrene Kilometer
- Einfacher Wechsel zwischen Fahrmodi ECO (weniger Motorunterstützung für mehr Reichweite) und SPORT (dynamischeres Fahrverhalten mit längerem Nachlauf)
- Erhöhung der Unterstützung bis auf 10 km/h (länderspezifische Straßenverkehrsgesetze sind zu beachten)



## Ruhe-Modus

- Schaltet per Knopfdruck die Ladeanzeige und akustischen Töne des Rades aus.
- Individuelles Profil einstellbar



## Tour-Modus

- Aufzeichnung und Anzeige der Fahrstrecken mittels GPS-Signal
- Detailanzeige der TOUR-Daten wie gefahrene TOUR-Strecke, TOUR-Zeit, Höhenmeter und verbrauchte Kalorienzahl
- Speicherung der Tourdaten in chronologischer Reihenfolge



## BlueDrive-Steuerung

- Fernsteuern des unbesetzten Rollstuhls über Smartphone
- Steuerung wahlweise über integrierten Neigungssensor (durch leichtes Kippen des Smartphones) oder virtuellen Joystick



**TWION APP MIT MOBILITY PLUS PAKET ERWEITERN UND VIELE FEATURES ERHALTEN**



Alber GmbH  
Vor dem Weißen Stein 21  
72461 Albstadt  
Telefon 0800 1224567  
Telefax 07432 2006-299  
[endkundenbetreuung@alber.de](mailto:endkundenbetreuung@alber.de)  
[www.alber.de](http://www.alber.de)

