

Übersicht.

Funktionen Mobility App

Guide:

- Kurzbedienungsanleitung
- Fehlerinformation mit Lösungsvorschlägen
- Fachhändlersuche weltweit

Cockpit:¹⁾

- Anzeige von Restkapazität und -reichweite
- Tour-Computer
- Aufzeichnen einer gefahrenen Strecke

Jetzt kostenlos
herunterladen



Funktionen Mobility Plus Paket



Speed: Maximale Geschwindigkeit von 6 auf 8 km/h²⁾



Remote: Fernsteuerung des e-fix



Phone: Anruf- und SMS-Hinweis aufs Bediengerät³⁾

Preis: 349,99 Euro
Erhältlich im Fachhandel

41.0018.6.01.03 Stand 12/2021 ©Alber GmbH, Albstadt
Technische Änderungen vorbehalten.



Einfach mobil.



„Alle wichtigen
Infos auf
einen Blick.“



NEU: Die clevere Erweiterung Ihres e-fix

Mobility App &
Mobility Plus Package
e-fix® E35/E36



Alber GmbH
Vor dem Weißen Stein 14
72461 Albstadt
Telefon 0800 1224567 (Gebührenfrei)
Telefax 07432 2006-299
endkundenbetreuung@alber.de
www.alber.de

www.alber.de

Die e-fix Mobility App.

Der smarte Helfer für unterwegs.

Einfach mal kurz die Restkapazität Ihres e-fix Akku-Packs prüfen¹⁾ oder schauen, wie weit Sie mit diesem noch kommen – kein Problem: Die Mobility App auf Ihrem Smartphone¹⁾ starten und alle Informationen auf einen Blick erhalten. Zudem enthält die Mobility App wertvolle Tipps und Tricks für den Alltag mit Ihrem e-fix.



Die App im Überblick:

Guide:

- Kurzbedienungsanleitung
- Fehlerinformation mit Lösungsvorschlägen
- Fachhändlersuche weltweit

Cockpit: ¹⁾

- Anzeige von Restkapazität und -reichweite
- Tour-Computer
- Aufzeichnen einer gefahrenen Strecke

Kostenloser Download

Das e-fix Mobility Plus Package.



Die clevere Erweiterung Ihres e-fix

Sollte es das Umfeld erlauben, sind Sie mit dem Mobility Plus Package schnell und flott mit 8 km/h²⁾ unterwegs. Um dabei auch nichts zu verpassen, werden Sie über das Display des e-fix Bediengerätes über eingehende Anrufe oder SMS informiert. Haben Sie Ihr Ziel erreicht und der e-fix steht im Weg, können Sie diesen einfach über die Remote-Fernsteuerung zur Seite fahren.

Das Mobility Plus Package enthält ein Booklet mit Bedienungshinweisen und den Lizenzcode zum Freischalten der zusätzlichen Funktionen in der Mobility App. Voraussetzung ist ein internetfähiges Smartphone.

Preis: **349,99 Euro** inkl. MwSt. / Für Android und iOS

Erhältlich im Fachhandel

Die Funktionen des Mobility Plus Package im Überblick

SPEED

- Erhöhung der maximalen Geschwindigkeit von 6 auf 8 km/h²⁾
- Neues dynamisches Fahrgefühl mit dem e-fix

REMOTE

- Fernsteuerung des unbesetzten Rollstuhls über Ihr Smartphone
- Steuerung wahlweise über integrierten Neigungssensor (durch leichtes Kippen des Smartphones) oder virtuellen Joystick

PHONE

- Anzeige einer Kurzinfo auf dem Display bei eingehenden Anrufen oder SMS³⁾

1) Voraussetzung ist ein e-fix E35/E36 mit integriertem Bluetooth, erkennbar am Bluetooth Symbol links oben im e-fix Display und ein internetfähiges Smartphone. Bluetooth in Serie ab September 2017, Nachrüstung ältere e-fix E35/E36 über den Sanitätsfachhändler möglich. Hierdurch entstehen zusätzliche Kosten.
 2) Beachten Sie die länderspezifischen Gesetze und Verordnungen. Im Geltungsbereich der Straßenverkehrsordnung (StVO) darf die Geschwindigkeit nicht über 6 km/h erhöht werden, 8 km/h Unterstützungsgeschwindigkeit sind nur auf privatem Gelände erlaubt. Bei Verwendung des e-fix mit 8km/h im Geltungsbereich der StVO ist eine Einzelabnahme nach StVZO und Versicherung gemäß Pflichtversicherungsgesetz notwendig. Keine Geschwindigkeitserhöhung auf 8km/h mit Opti-Box.
 3) Nur mit Android Smartphones möglich.