



## Pressemitteilung

### **Zuggerät mit Elektroantrieb: der e-pilot P15 bietet neue Art der Mobilität**

**Albstadt, 21. März 2018 – Alber, der Spezialist für Rollstuhlantriebe, hat mit dem e-pilot P15 ein neues Zuggerät entwickelt, das den Rollstuhl im Handumdrehen zum dynamischen Fahrzeug macht. Spontanen Touren selbst über Kopfsteinpflaster steht nun nichts mehr im Weg. Der formschöne und mit Leichtbaumaterialien gefertigte Rahmen, kombiniert mit einem integrierten Akku, bildet ein bisher nicht gekanntes Design-Highlight in dieser Produktart.**

Die Fahrt zum Arzt, zum Einkaufen oder zu einer Veranstaltung: Der Aufwand für Rollstuhlfahrer, über kurze Strecken das Auto zu nutzen, ist hoch. Mit dem neuen Zuggerät e-pilot P15 bietet Alber hier eine umweltfreundliche und gleichzeitig komfortable Alternative für mittlere Distanzen. Der leistungsfähige Akku ermöglicht eine Reichweite von zirka 50 km. Das Zuggerät kann schnell und einfach an den Rollstuhl angedockt werden und erspart so den mühsamen Transfer ins Auto und wieder heraus – nicht zu vergessen die aufwendige Parkplatzsuche. Mit dem kleinen, kompakten Antriebsrad und dessen dicker Balloon-Luftbereifung lassen sich Unebenheiten und sogar Hindernisse wie Bordsteine komfortabel überwinden.

Der e-pilot P15 kann dank eines modularen Halterungssystems mit unterschiedlichen Rollstuhlmodellen kombiniert werden. Die Handhabung ist dabei besonders einfach: In unter 5 Sekunden lässt sich das Zuggerät mit dem Rollstuhl verbinden und wieder trennen. Hierzu zieht der Nutzer den Lenker bis zum Anschlag an sich heran und lässt ihn durch eine Verlagerung des Oberkörpers einrasten. Am Zielort angekommen, wird zunächst die Verriegelung entsperrt, der e-pilot P15 mit einem „Klick“ ausgerastet und nach vorne ausgefahren. Das Zuggerät steht dabei während und nach dem Abdocken sicher auf einem stabilen Ständer. Der manuelle Rollstuhl kann anschließend wie gewohnt genutzt werden.



## Pressemitteilung

### **Verschiedene Modelle und viel Zubehör**

Um das Gerät verschiedenen Bedürfnissen anzupassen, ist der e-pilot P15 in diversen Ausführungen erhältlich, dazu zählen auch zehn ansprechende, individuell wählbare Designfarben, die das sportliche Erscheinungsbild abrunden. Das Standardmodell bietet zahlreiche Funktionen wie ein Farbdisplay mit hilfreichen Informationen, USB-Anschluss zum Laden eines Smartphones und einen einfach zu entnehmenden Lithium-Ionen-Akku-Pack. In der Basisausführung erreicht das Zuggerät eine Fahrgeschwindigkeit von bis zu 6 km/h. Mit der Mobility App hat der Nutzer jederzeit einen Überblick über den Zustand des Akkus oder mögliche Fehlermeldungen und kann im Bedarfsfall direkt Kontakt zum Alber Service-Center aufnehmen.

### **Mobility Plus Package mit umfangreichen Funktionen**

Das optional erhältliche Mobility Plus Package ist die Erweiterung der Alber Mobility App und beinhaltet unter anderem das easyNavi, eine rollstuhlgerechte Navigationsfunktion. Auf Wunsch lässt sich die Geschwindigkeit des e-pilot P15 über diese Zusatzausstattung auf 20 km/h erweitern. Für mehr Komfort auf längeren Strecken sorgt die Tempomat-Funktion, die eine eingestellte Geschwindigkeit hält. Zudem erscheinen Anruf- und SMS-Hinweise direkt auf dem Display.

### Bildmaterial:

Bild 01



*Mit Tempo durch die Innenstadt: Der e-pilot P15 ermöglicht spontane Ausflüge auf einfache und umweltfreundliche Weise. Das Zuggerät kann in wenigen Sekunden an den Rollstuhl angedockt werden. Mühsame Transfers in und aus dem Auto sowie die Parkplatzsuche fallen weg.*

Bild 02



*Hohe Sicherheit bei Unebenheiten und Hindernissen: Dank des kompakten Antriebsrads mit dicker Balloon-Luftbereifung überwindet der e-pilot P15 sogar Bordsteine. Das Rad bleibt sicher in der Spur.*

## Pressemitteilung

Bild 03



*Der angedockte e-pilot P15.*

Bild 04



*Das abgedockte Zuggerät – hier mit einem Einkaufskorb als Zubehör – steht jederzeit stabil auf einem Ständer.*



## Pressemitteilung

### **Die Alber GmbH**

*Die Alber GmbH hat sich auf Elektromobilität spezialisiert, insbesondere auf vielseitige portable Mobilitätshilfen für Rollstuhlfahrer und Antriebskomponenten für Elektrofahräder. Im Segment für medizintechnische Mobilitätshilfen ist Alber im internationalen Vergleich Marktführer. Das Unternehmen mit Sitz in Albstadt ist Teil der weltweit vertretenen Invacare-Gruppe und beschäftigt über 280 Mitarbeiter. Für ihre Produkte wurden der Alber GmbH mehrfach Auszeichnungen und Designpreise verliehen.*

#### Kontakt für die **Leser:**

Alber GmbH  
Ricarda Elvedi  
Vor dem Weißen Stein 21  
72461 Albstadt  
Tel.: 0 74 32 / 2006-182  
Fax: 0 74 32 / 2006-189  
E-Mail: [ricarda.elvedi@alber.de](mailto:ricarda.elvedi@alber.de)  
Internet: [www.alber.de](http://www.alber.de)

#### Kontakt für die **Redaktion:**

Sympra GmbH (GPRA)  
Martina Hönekopp  
Staffenbergstraße 32  
70184 Stuttgart  
Tel.: 07 11 / 9 47 67-0  
Fax: 07 11 / 9 47 67-87  
E-Mail: [alber@sympra.de](mailto:alber@sympra.de)  
Internet: [www.sympra.de](http://www.sympra.de)

((Bei einer Veröffentlichung freuen wir uns über ein Belegexemplar oder eine Mail mit dem entsprechenden Hinweis.))